

The Needle

Die Nadel



















NEEDLE CODE
NADEL BEZEICHNUNG

D S S 19

NEEDLE LENGTH (MM)
NADEL-LÄNGE (MM)

NEEDLE FORM	NADEL FORM	POINT	SPITZE	SPECIAL FEATURES	SPEZ. AUSFÜHRUNG
H= 1/2 circle	1/2 Kreis	R= round-bodied	Rundkörper	S = lancetpoint (slimline)	Lanzett-Spitze (fein)
D= 3/8 circle	3/8 Kreis	S= cutting	schneidend	M= micropoint	Mikro-Spitze
V= 1/4 circle	1/4 Kreis			L = lancett point	Lanzett-Spitze
G= straight	gerade			P = scleral, sidecutting	Spatula

NEEDLE CHART
NADEL ÜBERSICHT

	1/2 CIRCLE 1/2 KREIS	3/8 CIRCLE 3/8 KREIS	1/4 CIRCLE 1/4 KREIS	STRAIGHT GERADE
 <p>Round-bodied Rundkörper</p>	<p>HR 12</p>  <p>HR 17</p>  <p>HR 22</p>  <p>HR 26</p> 	<p>DR 5</p>  <p>DR 6</p>  <p>DR 8</p>  <p>DR 10</p>  <p>DR 13</p> 		<p>GR 19</p> 
 <p>Round-bodied with trocar point Rundkörper mit Trokarspitze</p>	<p>HRT 17</p> 			
 <p>Micropoint (slimline), reverse cutting Mikro-Spitze (fein), schneidend</p>		<p>DSS 10</p>  <p>DSS 13</p>  <p>DSS 19</p>  <p>DSS 24</p> 		

The Needle

Die Nadel

NEEDLE CHART NADEL ÜBERSICHT

1/2 CIRCLE

1/2 KREIS

3/8 CIRCLE


3/8 KREIS

1/4 CIRCLE

1/4 KREIS

STRAIGHT

GERADE



Reverse cutting ...
Schneidend ...

HS 12



HS 18



HS 23



DS 12



DS 16



DS 18



DS 24



DS 30



DS 40



GS 63



...with micropoint
...mit Mikro-Spitze

DSM 7



DSM 10



DSM 13



DSLX 19



...with lancetpoint
...mit Lanzett-Spitze

HSL 7




DSL 6/15



DSL 6/20



Lancetpoint, cutting
Lanzett-Spitze, schneidend



Scleral, sidecutting
Spatula, schneidend

VSP 8

